



KITS ESTÉRILES XCALIBER



Presentación de alto rendimiento



Fijador articulado de tobillo XCaliber | Fijador metadiafisario XCaliber

MBA[®]


ORTHOFIX[®]



SU CAJA DE HERRAMIENTAS...COMPLETA POR PRIMERA VEZ. KITS ESTÉRILES XCALIBER.

Gracias al uso de nuevos materiales plásticos, los fijadores XCaliber son más robustos que los fijadores convencionales y mucho más ligeros. Por lo tanto, resultan más fáciles de manejar, más sencillos de aplicar y más cómodos para el paciente.

Son radiotransparentes, lo que permite una reducción más rápida y sencilla

Menos exposición a la radiación para el equipo de cirujanos

El seguimiento radiográfico del proceso de curación es más fácil

Uso único: sin costes de mantenimiento ni esterilización

Mínima instrumentación: menos inventario



**XCaliber
Articulado de tobillo**

**XCaliber
Metadiáfisario**

XCALIBER ARTICULADO DE TOBILLO



La rótula articular y el cuerpo telescópico facilitan la reducción anatómica. La unidad de distracción permite aplicar ligamentotaxis.



La guía de tornillo radio-transparente permite situar correctamente los tornillos en relación al eje de rotación del tobillo.



El cabezal articulado radiotransparente de tobillo otorga una gran estabilidad y permite el movimiento precoz de la articulación.



Bloqueo/desbloqueo de las rótulas articulares desde cualquier lado del cabezal.



Las rótulas articulares permiten una corrección de hasta 22° en cualquier dirección con respecto a la horizontal.

XCALIBER METADIAFISARIO



Múltiples opciones de fijación de tornillos con el mismo cabezal.

La colocación de tornillos en configuraciones convergentes y/o triangulares permite conseguir una fijación estable, incluso en segmentos óseos cortos.



Cuerpo telescópico para la reducción de fracturas y la dinamización de las mismas.



Soporte de tornillo adicional y barra radiotransparente disponibles para una mayor versatilidad a la hora de situar tornillos. (No se incluyen en el kit).



Unidad de compresión y distracción dinámica para la aplicación de movimiento cíclico temprano para la estimulación de callos.



99-91600UE Kit metadiafisario estéril completo XCaliber

Referencia	Descripción del producto	Cantidad
91150	Llave en "T" universal	1
91017	Llave Allen universal	1
11106	Guía de broca de 3,2 x 40 mm	1
11104	Guía de broca de 4,8 x 40 mm	1
91000	Fijador metadiafisario XCaliber	1
11102	Guía de tornillos de 60 mm	3
91015	Unidad dinámica de compresión/distracción	1
99-611560	Tornillo XCaliber con hidroxiapatita de 150/60	1
99-611550	Tornillo XCaliber con hidroxiapatita de 150/50	1
99-611540	Tornillo XCaliber con hidroxiapatita de 150/40	1
99-611530	Tornillos XCaliber con hidroxiapatita de 150/30	3
1101101	Broca canulada de 3,2 x 200 mm	1
11014	Agujas X-Wire sin oliva de 1,5 x 250 mm	2
1100101	Broca de 4,8 x 180 mm	1

99-91647 Kit estéril completo de tobillo XCaliber

Referencia	Descripción del producto	Cantidad
91150	Llave en "T" universal	1
91017	Llave Allen universal	1
11106	Guía de broca de 3,2 x 40 mm	1
11104	Guía de broca de 4,8 x 40 mm	1
91047	Fijador de tobillo XCaliber	1
11947	Guía de tornillo radiotransparente para tobillo	1
11102	Guía de tornillos de 60 mm	3
91015	Unidad dinámica de compresión/distracción	1
99-611540	Tornillos XCaliber con hidroxiapatita de 150/40	2
99-611530	Tornillos XCaliber con hidroxiapatita de 150/30	3
1101101	Broca canulada de 3,2 x 200 mm	1
11014	Agujas X-Wire sin oliva de 1,5 x 250 mm	2
1100101	Broca de 4,8 x 180 mm	1

CASO CLÍNICO XCALIBER ARTICULADO DE TOBILLO

Hombre de 26 años con fractura del pilón tibial de tipo C3 (clasificación AO).



Caso proporcionado por: Dr. F. Lavini, Instituto de Ortopedia Clínica y Traumatología (Profesor P. Bartolozzi), Universidad de Verona, Italia.

ORTHOFIX Srl
Via Delle Nazioni 9
37012 Bussolengo (Verona)
Italy

Telephone +39 045 6719000
Fax +39 045 6719380



Deformity Correction | Trauma | Pediatrics | Bone Growth Stimulation

Your Distributor is:



www.orthofix.com
XC-0903-PL-50 AA 03/12

